


Valsalva-David Reimplantation 法の 至適Valsalva graft サイズの選択




特長その①
コミッシャーポスト
に掛けた糸を固定
出来る




TKZ-F1500-02

荻野サイザー φ28-φ30




実使用例



特長その②
R/L交連部

特長その③
New STJの目安



製品番号	名 称	先端径 (L1)	先端径 (L2)
TKZ-F1500-01	荻野サイザー φ24 - φ26	24mm	26mm
TKZ-F1500-02	荻野サイザー φ28 - φ30	28mm	30mm
TKZ-F1500-03	荻野サイザー φ32 - φ34	32mm	34mm

* 別注にてφ26 - φ28, φ30 - φ32も製作可