


内視鏡下の 臓器圧排に。




TKZ-ES1710-10
エンドサンボーン 10
 (洗浄孔キャップ1個付)
 Endo Sanborn 10

TKZ-ES1710-05
エンドサンボーン 05
 (洗浄孔キャップ1個付)
 Endo Sanborn 05



各寸法	全長	シャフト径 (L1)	鉤長さ (L2)	最大開き幅 (L3)
ES1710-05	510mm	5mm	48mm	50mm
ES1710-10	500mm	10mm	30mm	



製造販売業者：高砂医科工業株式会社
 製造販売届番号：13B1X00245170004

お問い合わせは 本郷営業所まで
 〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
 TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
<http://www.takasagoika.co.jp>
 E-mail: hongo@takasagoika.co.jp