



Takasago®

産科・婦人科用
鋼製小物カタログ

高砂医科工業株式会社

<http://www.takasagoika.co.jp>

LINポリープ鉗子

頸管拡張なし超音波のガイド下で
子宮腔内に挿入し、内膜ポリープ、
IUD、子宮内異物などを除去する
ことが可能です



TKZ-M5710

LINポリープ鉗子

全長 260 mm

先端幅 3 mm



TKZ-M5538-1

T式試験的切除鉗子 K型


肩 135 mm



TKZ-M5538-2

T式試験的切除鉗子 A型


肩 165 mm



TKZ-M5538-3

新型T式試験的切除鉗子

肩 255 mm




TKZ-M5538-4

T式試験的切除鉗子 G型

肩 195 mm



TKZ-M5506-8S




腔鏡 クスコ型 ステンレス製 サイズ参考値 (単位 :mm)

製品番号	種別	A 上弁長さ	C 上弁中央幅	D 下弁長さ	F 外口幅	G 外口高さ	H 全高	I 上弁先端幅
M5506-2S	大 (L)	114	31	114	51	52	122	26
M5506-3S	中 (M)	105	28	105	47	48	118	23
M5506-4S	小 (S)	94	23	94	41	42	111	21
M5506-5S	極小 (SS)	81	21	81	38	37	102	19
M5506-6S	極々小 (SSS)	78	16	78	33	30	94	13
M5506-7S	高齢者用 (E)	91	12	91	29	28	85	10
M5506-8S	小ロング (SL)	105	23	105	41	42	111	21



TKZ-M5505-3




腔鏡 クスコ型 真鍮製 サイズ参考値 (単位 :mm)

製品番号	種別	A 上弁長さ	C 上弁中央幅	D 下弁長さ	F 外口幅	G 外口高さ	H 全高	I 上弁先端幅
M5505-1	特大 (LL)	120	37	120	55	60	125	33
M5505-2	大 (L)	117	34	117	50	53	120	32
M5505-3	中 (M)	107	29	107	47	50	110	27
M5505-4	小 (S)	95	25	95	41	43	95	23
M5505-5	極小 (SS)	82	19	82	35	30	72	15
M5505-7	産褥用 (固定)	108	46	108	64.5	69	149	40
M5505-8	産褥用 (外し)	108	46	108	64.5	69	149	40

手術用膣鏡 桜井型 サイズ参考値 (単位 :mm)

製品番号	種別	材質	a 下弁長さ	b 下弁先端幅	c 上弁長さ
TKZ-M5615-5	特々大 (LLL)	真鍮製	103	41	43.5
TKZ-M5615-1	特大 (LL)	真鍮製	85	35	38.5
TKZ-M5615-2	大 (L)	真鍮製	78	30	34.5
TKZ-M5615-3	中 (M)	真鍮製	73	29	31
TKZ-M5615-4	小 (S)	真鍮製	66	28	29.5
TKZ-M5618-2	大 (L)	ステンレス製	90		36
TKZ-M5618-3	中 (M)	ステンレス製	85		33
TKZ-M5618-4	小 (S)	ステンレス製	82		30
TKZ-M5618-6	極小 (SS)	ステンレス製	70		25



TKZ-M5610
手術用膣鏡 安藤型
(1組)

卵管鏡下卵管形成術 (FT) 用鉗子・膣鏡



TKZ-F1181-5




TKZ-F1181-6

併式高砂ピンセット

製品番号	種別
TKZ-F1181-5	無鉤 180mm
TKZ-F1181-6	有鉤 180mm

TKZ-F1181-7



TKZ-F1181-8

併式高砂ピンセット

製品番号	種別
TKZ-F1181-7	無鉤 230mm
TKZ-F1181-8	有鉤 230mm



アドソンピンセット

製品番号	種別
TKZ-F2196-1	無鉤 125mm
TKZ-F2196-2	有鉤 125mm



併式五爪ピンセット

製品番号	種別
TKZ-F1184-15	150mm
TKZ-F1184-18	180mm

TKZ-M5523



TKZ-M5523

先銀製子宮消息子 330mm

TKZ-M5543



TKZ-M5543

ライヘルシャルト
キューレットゾンデ 270mm

TKZ-S7220-1L



外科吸引管 直型 270 mm

製品番号	種別/筒外径
TKZ-S7220-1L	太 φ 12 mm
TKZ-S7220-1S	細 φ 8 mm

TKZ-S7220-2L



外科吸引管 曲型 265 mm

製品番号	種別/筒外径
TKZ-S7220-2L	太 φ 12 mm
TKZ-S7220-2S	細 φ 8 mm


TKZ-S7221-1



日影氏吸引管 255 mm

製品番号	種別/筒外径
TKZ-S7221-1	太 φ 12 mm
TKZ-S7221-2	中 φ 9.5 mm
TKZ-S7221-3	細 φ 8 mm

TKZ-S7221-1K



日影氏吸引管
ルアーロックタイプ 275 mm

製品番号	種別/筒外径
TKZ-S7221-1K	太 φ 12 mm
TKZ-S7221-2K	中 φ 10 mm
TKZ-S7221-3K	細 φ 8 mm

TCR 子宮粘膜下筋腫把持鉗子



TKZ-M5715

ef 子宮筋腫把持鉗子
把持部巾 10 mm
全長 280 mm

把持部分は横溝とギザ歯の組合せです。




TKZ-M5553
塚原型膣部鉗子
250 mm



TKZ-M5550
マルチン型単鉤鉗子
255 mm



TKZ-M5551
ミュゾー型双鉤鉗子
255 mm



TKZ-M5552
ミュゾー型双鉤鉗子
太型 270 mm



TKZ-M5555
綿紗鉗子 240 mm



TKZ-M5557-1
T式スポンジ鉗子
溝有り 245 mm



TKZ-M5554
T式ケイリス鉗子
240 mm

TKZ-M5720-1



TKZ-M5720-1

吾妻型子宮頸管拡張器 No.1 ~ No.12 組

M5720-1 セット内ブージーの太さ (mm)

No.1 : ϕ 4	No.5 : ϕ 6.5	No.9 : ϕ 8.5
No.2 : ϕ 5	No.6 : ϕ 7	No.10 : ϕ 9
No.3 : ϕ 5.5	No.7 : ϕ 7.5	No.11 : ϕ 9.5
No.4 : ϕ 6	No.8 : ϕ 8	No.12 : ϕ 10

TKZ-M5720-2



TKZ-M5720-2

吾妻型子宮頸管拡張器 No.13 ~ No.20 組


M5720-2 セット内ブージーの太さ (mm)

No.13: ϕ 11	No.16: ϕ 14	No.19: ϕ 17
No.14: ϕ 12	No.17: ϕ 15	No.20: ϕ 18
No.15: ϕ 13	No.18: ϕ 16	

鈍匙 クリップ型

製品番号	種別
TKZ-M5735-04	No.04 (No. 0000)
TKZ-M5735-03	No.03 (No. 000)
TKZ-M5735-02	No.02 (No. 00)
TKZ-M5735-0	No. 0
TKZ-M5735-1	No. 1
TKZ-M5735-2	No. 2
TKZ-M5735-3	No. 3


TKZ-M5735-3




鋭匙 キュレット型

製品番号	種別
TKZ-M5734-1	No. 1
TKZ-M5734-2	No. 2
TKZ-M5734-3	No. 3
TKZ-M5734-4	No. 4
TKZ-M5734-5	No. 5

TKZ-M5734-5




TKZ-M5741-3



胎盤鉗子 小鷹型 265 mm

製品番号	種別
TKZ-M5741-1	No. 1
TKZ-M5741-2	No. 2
TKZ-M5741-3	No. 3
TKZ-M5741-4	No. 4
TKZ-M5741-5	No. 5
TKZ-M5741-6	No. 6

TKZ-M5743-12




胎盤鉗子 日母型 240 mm

製品番号	種別
TKZ-M5743-4.5	幅 4.5 mm
TKZ-M5743-6	幅 6 mm
TKZ-M5743-9	幅 9 mm
TKZ-M5743-12	幅 12 mm
TKZ-M5743-15	幅 15 mm

胎盤鉗子 ネジ止 245 mm

製品番号	種別
TKZ-M5744-18	幅 18 mm
TKZ-M5744-21	幅 21 mm
TKZ-M5744-24	幅 24 mm

TKZ-M5740-3



胎盤鉗子 高山型 275 mm

製品番号	種別
TKZ-M5740-1	No. 1
TKZ-M5740-2	No. 2
TKZ-M5740-3	No. 3
TKZ-M5740-4	No. 4



TKZ-M5531
骨盤計 マルチン型



TKZ-M5530
骨盤計 ブライスキー型



TKZ-M5805
産科鉗子 ネーゲル型 360mm



TKZ-M5807
産科鉗子 キーランド型



TKZ-M5678
明城分娩べら
340mm



TKZ-M5680
沢崎分娩べら
390mm

TKZ-M5686-1



粘膜鉗子

製品番号	種別
TKZ-M5686-1	150 mm
TKZ-M5686-2	190 mm
TKZ-M5686-3	T字型 190 mm

TKZ-M5683



小石型 帝切用鉗子

製品番号	種別
TKZ-M5683	曲 200 mm
TKZ-M5684	直 210 mm


TKZ-M5661



TKZ-M5661
子宮把持鉗子
DeBakey 215 mm



TKZ-M5662
鋸刃鉗子 強弯 240 mm



TKZ-E2010-20
BOXドベーキー無傷性止血鉗子
直 200 mm



TKZ-E2110-20
BOXドベーキー無傷性止血鉗子
反 200 mm

TKZ-M5724



TKZ-M5724
靱帯鉗子 190mm



ミクリツツ腹膜鉗子

製品番号

種別


TKZ-F1270-1

外し 205mm

TKZ-F1270-2

BOX 220mm

TKZ-E938-2



BOXコックヘル止血鉗子 145mm

製品番号

種別

TKZ-E938-2

有鉤 直型

TKZ-E940-2

有鉤 反型


TKZ-E944-2

無鉤 直型

TKZ-E946-2

無鉤 反型

TKZ-E954-4



BOXコックヘル止血鉗子 160mm

製品番号

種別

TKZ-E954-1

有鉤 直型

TKZ-E954-2

有鉤 反型


TKZ-E954-3

無鉤 直型

TKZ-E954-4

無鉤 反型

TKZ-E939-3



外しコックヘル止血鉗子 185mm

製品番号

種別

TKZ-E937-3

有鉤 直型

TKZ-E939-3

有鉤 反型


TKZ-E943-3

無鉤 直型

TKZ-E945-3

無鉤 反型

TKZ-E938-3



BOXコックヘル止血鉗子 185mm

製品番号

種別

TKZ-E938-3

有鉤 直型

TKZ-E940-3

有鉤 反型

TKZ-E944-3

無鉤 直型

TKZ-E946-3

無鉤 反型



TKZ-K1053-22

BOXコッヘル止血鉗子
200mm


製品番号	種別
K1052-20	無鉤 直型
K1053-20	無鉤 反型
K1054-20	有鉤 直型
K1055-20	有鉤 反型

BOXコッヘル止血鉗子
220mm

製品番号	種別
K1052-22	無鉤 直型
K1053-22	無鉤 反型
K1054-22	有鉤 直型
K1055-22	有鉤 反型




TKZ-E952-1



BOXモスケット止血鉗子 125mm

製品番号	種別
TKZ-E951-1	有鉤 直型
TKZ-E951-2	有鉤 反型
TKZ-E952-1	無鉤 直型
TKZ-E952-2	無鉤 反型


TKZ-TC1421



小児用BOXモスケット
止血鉗子 180mm (小児用ケリー)

製品番号	種別
TKZ-TC1420	弱弯
TKZ-TC1421	中弯
TKZ-TC1422	強弯


TKZ-E1127C-1



BOXケリー鉗子 細型 220mm

製品番号	種別
TKZ-E1127C-1	弱弯
TKZ-E1127C-2	中弯
TKZ-E1127C-3	強弯


TKZ-E1127A-3



BOXケリー鉗子 220mm

製品番号	種別
TKZ-E1127A-1	弱弯
TKZ-E1127A-2	中弯
TKZ-E1127A-3	強弯

TKZ-
E1135-2



BOXケリー鉗子 240 mm

製品番号	種別
TKZ-E1135-2	弱弯
TKZ-E1135-3	中弯
TKZ-E1135-4	強弯

TKZ-E1135-2	弱弯
TKZ-E1135-3	中弯
TKZ-E1135-4	強弯



弱弯 強弯

T式ケリー剥離鉗子

製品番号	種別
TKZ-F2621	弱弯 220 mm
TKZ-F2622	強弯 220 mm

TKZ-F2621	弱弯 220 mm
TKZ-F2622	強弯 220 mm



T式ケリー
ライトアングル鉗子 横溝


製品番号	全長
TKZ-F2625-1	240 mm
TKZ-F2625-2	200 mm

TKZ-F2625-1	240 mm
TKZ-F2625-2	200 mm



TKZ-F2626-1

BOXケリー鉗子 S字型
タイプA 220 mm



TKZ-F2680-1

TKZ-F2682-1

TKZ-F2681-2

ロング剪刀クーパー

製品番号	全長 / 刃長
TKZ-F2680-1	270 mm / 48 mm
TKZ-F2680-2	300 mm / 58 mm

TKZ-F2680-1	270 mm / 48 mm
TKZ-F2680-2	300 mm / 58 mm

TKZ-F2680-2	300 mm / 58 mm
-------------	----------------

ロング剪刀メーヨー

製品番号	全長 / 刃長
TKZ-F2682-1	300 mm / 58 mm
TKZ-F2682-2	350 mm / 60 mm

TKZ-F2682-1	300 mm / 58 mm
TKZ-F2682-2	350 mm / 60 mm

TKZ-F2682-2	350 mm / 60 mm
-------------	----------------

ロング剪刀メッツェンバウム

製品番号	全長 / 刃長
TKZ-F2681-1	280 mm / 45 mm
TKZ-F2681-2	350 mm / 60 mm

TKZ-F2681-1	280 mm / 45 mm
TKZ-F2681-2	350 mm / 60 mm

TKZ-F2681-2	350 mm / 60 mm
-------------	----------------

TKZ-F1174-1



外科手術用剪刀 145 mm

製品番号	種別
TKZ-F1173-1	ネジ 鈍直
TKZ-F1173-2	ネジ 鈍反
TKZ-F1174-1	外し 鈍直
TKZ-F1174-2	外し 鈍反

シムス子宮剪刀 外し

製品番号	種別
TKZ-M5651-1S	鈍直 180 mm
TKZ-M5651-1C	鈍反 180 mm
TKZ-M5651-2S	鈍直 200 mm
TKZ-M5651-2C	鈍反 200 mm



シムス子宮剪刀 ネジ

製品番号	種別
TKZ-M5652-1S	鈍直 180 mm
TKZ-M5652-1C	鈍反 180 mm
TKZ-M5652-2S	鈍直 200 mm
TKZ-M5652-2C	鈍反 200 mm

TKZ-F1175-2



メーヨー剪刀 直

製品番号	種別
TKZ-F1175-1	140 mm
TKZ-F1175-2	160 mm
TKZ-F1175-3	180 mm
TKZ-F1175-4	200 mm

TKZ-F1176-2



メーヨー剪刀 反

製品番号	種別
TKZ-F1176-1	140 mm
TKZ-F1176-2	160 mm
TKZ-F1176-3	180 mm
TKZ-F1176-4	200 mm



TKZ-M5855

臍帯剪刀 155 mm

TKZ-E1035



メーヨーヘガール持針器

製品番号	種別
TKZ-E1035-1	125 mm
TKZ-E1035-2	140 mm
TKZ-E1035-3	160 mm
TKZ-E1035-4	190 mm
TKZ-E1035-5	210 mm

TKZ-M5856

臍帯剪刀 東大型155 mm



TKZ-HB2202



チップ付
メーヨーヘガール持針器

製品番号	種別
TKZ-HB2200	140 mm
TKZ-HB2201	160 mm
TKZ-HB2202	180 mm
TKZ-HB2203	200 mm
TKZ-HB2204	230 mm
TKZ-HB2205	260 mm
TKZ-HB2206	300 mm

TKZ-HB2217



チップ付
クライルウッド持針器
先細タイプ

製品番号	種別
TKZ-HB2215	150 mm
TKZ-HB2216	180 mm
TKZ-HB2217	200 mm
TKZ-HB2218	230 mm
TKZ-HB2220	260 mm

TKZ-HB2213



TKZ-HB2213
チップ付ハルセー持針器
先細タイプ 125 mm



TKZ-HB2209



チップ付オルセンヘガール
剪刀付持針器

製品番号	種別
TKZ-HB2208	140 mm
TKZ-HB2209	160 mm
TKZ-HB2210	180 mm

TKZ-E1032-2



BOXマッチュー持針器

製品番号	種別
TKZ-E1032-1	160 mm
TKZ-E1032-2	190 mm
TKZ-E1032-3	210 mm

TKZ-HB2232



チップ付マッチュー持針器
仏型 BOX

製品番号	種別
TKZ-HB2231	170 mm
TKZ-HB2232	200 mm
TKZ-HB2233	230 mm

TKZ-HB2235



チップ付マッチュー持針器 細型
仏型 BOX

製品番号	種別
TKZ-HB2234	190 mm
TKZ-HB2235	210 mm

TKZ-E1036



ローゼル持針器

製品番号	種別
TKZ-E1036-1	190 mm
TKZ-E1036-2	210 mm


TKZ-E1053



チップ付ローゼル持針器


製品番号	種別
TKZ-E1053-1	190 mm
TKZ-E1053-2	210 mm

TKZ-F1265-1



ホーツェル二弁腹壁固定器

製品番号	左右弁
TKZ-F1265-1	大 65mm × 55mm
TKZ-F1265-2	中 57mm × 45mm
TKZ-F1265-3	小 50mm × 40mm
	幅 × 深さ




吾妻三弁腹壁固定器

製品番号	左右弁	中弁
TKZ-F1266-1	大 65mm × 55mm	67mm × 67mm
TKZ-F1266-2	中 57mm × 45mm	61mm × 63mm
TKZ-F1266-3	小 50mm × 40mm	60mm × 58mm
	幅 × 深さ	幅 × 深さ

TKZ-F1266-1

TKZ-F1238-2



TKZ-F1238-6

ランゲンバック扁平鉤 210mm

製品番号	規格	幅	深さ
TKZ-F1238-1	0号	8mm	20mm
TKZ-F1238-2	1 A	10mm	25mm
TKZ-F1238-3	2 A	13mm	40mm
TKZ-F1238-4	2 B	13mm	60mm
TKZ-F1238-5	3 A	18mm	40mm
TKZ-F1238-6	3 B	18mm	60mm
TKZ-F1238-7	3 C	18mm	85mm
TKZ-F1238-8	4 A	25mm	60mm
TKZ-F1238-9	4 B	25mm	85mm

※鉤サイズ特寸承ります

TKZ-F1236



TKZ-F1236

直角鉤 幅 30mm × 深 90mm 全長 220mm

TKZ-F1249-3



フリッチ腹壁鉤

製品番号	幅	全長
TKZ-F1249-1	30mm	235mm
TKZ-F1249-2	38mm	240mm
TKZ-F1249-3	60mm	250mm


TKZ-F1232-1



Y字双鉤 全長 215mm

製品番号	鉤深さ	鉤幅 / 谷幅
TKZ-F1232-1	35mm	11mm / 4mm
TKZ-F1232-2	25mm	11mm / 4mm

TKZ-F1334



TKZ-F1334

ミクリツツ腸圧定筥
幅 30mm 全長 250mm

リンパ鉤 直角 幅20mm 全長 210mm



製品番号	種別
TKZ-F2661-1	大 深さ 180mm
TKZ-F2661-2	中 深さ 150mm
TKZ-F2661-3	小 深さ 120mm

TKZ-M5390



TKZ-M5390

膀胱鉤
全長 190mm
幅 42mm
深さ 125mm

TKZ-M5643-1



手術用圧排鉤

TKZ-M5643-1	大
全長 200mm	幅 30mm 深さ 155mm
TKZ-M5643-2	小
全長 200mm	幅 26mm 深さ 115mm

TKZ-M5722



TKZ-M5722

婦人科直角鉤
全長 200mm 幅 35mm 深さ 180mm

TKZ-M5644-1



東大式膀胱鉤

TKZ-M5644-1

全長 220mm 幅 45mm 深さ 95mm

TKZ-M5644-2 幅広

全長 220mm 幅 60mm 深さ 95mm

TKZ-M5646



大 115mm
小 105mm

明城型スパーテル

TKZ-M5646-1

全長 295mm 幅 40mm 鉤長 115mm

TKZ-M5646-2


全長 285mm 幅 30mm 鉤長 105mm



TKZ-M5647

直腸圧定鉤

幅 29mm 全長 310mm



TKZ-M5648

岡林型直腸鉤

幅 38mm × 深 235mm 全長 395mm

お問い合わせ先

高砂医科工業株式会社

<http://www.takasagoika.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8

TEL 03-3815-0156 FAX 03-3815-5361

E-mail: hongo@takasagoika.co.jp

