

血管内膜剥離子



Takasago®

開窓して内膜に固着した白色血栓を搔爬
内腔を搔爬して内膜や白色血栓や石灰化血栓を摘除

TKZ-X031-C

血管内膜剥離子



C カップ (2.5mm x 3.2mm 30°)



TKZ-X031-D

血管内膜剥離子


D カップ (3mm x 4.2mm 15°)



製造販売届番号：13B1X00245230001

TKZ-X032

ドベーカー クロスアクション ブルドック
ドベーカー溝 全長 54mm 角弯



製造販売業者：高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8

お問い合わせは TEL 03-3815-0156 FAX 03-3815-5361

本郷営業所まで <http://www.takasagoika.co.jp>

E-mail: hongo@takasagoika.co.jp